

معلومات للاستخدام


التحكم السائل HbA1c™ extendSURE

تنبيه: تم إجراء التحديثات التالية على هذا الإصدار من أي إف يو IFU

1. علامة CE متبوعة برقم الجهة المُبلَّغة، 2797.
2. تم تعديل اسم الجهاز ليتوافق مع التسميات.
3. تم تعديل مربعات اللغة في الصفحات الأولى لإزالة الإشارة إلى احتوائها على مصادر حيوانية.
4. تم تحديث الاستخدام المقصود لإضافة أنظمة بيكمان كولترالكيميائية Beckman Coulter.
5. تم تعديل قسم الوصف والاستخدام المقصود لإضافة:
 - a. الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث خطير في EU.
 - b. إشارة إلى ملخص تقرير السلامة والأداء.
6. تمت إزالة الإشارات إلى رقم فاكس CSL.
7. تم تعديل القسم غير المفتوح ليفيد أنه يمكن استخدام عناصر التحكم حتى تاريخ الانتهاء  الموضح على الزجاجة.
8. تمت إزالة عبارة "جاهز للاستخدام" من قسم إجراءات التحكم.
9. تم تعديل عنوان جدول الرموز للرجوع إليه في لائحة التشخيص المختبري (EU) 2017/746.
10. تم تعديل خط النص.
11. إزالة الإشارة إلى بيان التتبع ضمن إجراءات التحكم وإضافة قسم خصائص الأداء مع معلومات مفصلة عن إمكانية التتبع والتباين من دفعة إلى أخرى. إضافة قسم المراجع لقائمة المراجع المستشهد بها ضمن قسم خصائص الأداء.
12. تم تحديث عنوان EC REP.
13. تم تعديل رموز اللغة المكونة من حرفين للصينية (zh)، والتشيفية (cs)، والتركية (tr).
14. تمت إضافة اللغة الكازاخستانية.
15. تمت إضافة رمز CH-REP والترجمات المقابلة وتفاصيل CH-REP.

European customers / Clients Européens / Europäische Kunden / Clientes europeos / Clienti europei / Europese klanten / Clientes europeus / Európai ügyfelek / Europeiska kunder / Avrupalı müşteriler / Европейски клиенти / Evropští zákazníci / Europæiske kunder / Europos klientai / Eurooppalaiset asiakkaat / Ευρωπαϊκοί πελάτες / 欧盟客户 / 欧州のお客様 / Европейские клиенты / العملاء الأوروبيين


en Instructions For Use in multiple languages are available on our website: www.canterburyscientific.com under the "Technical Resources" section. A paper version can be obtained by e-mail: info@canterburyscientific.com.

 This product contains human source materials and should be treated as potentially infectious.


fr Les instructions d'utilisation sont disponibles en plusieurs langues sur notre site web, www.canterburyscientific.com, dans la rubrique «Technical Resources [Ressources techniques]». Vous pouvez obtenir un exemplaire papier par e-mail, à l'adresse : info@canterburyscientific.com.

 Ce produit contient des substances humaines et doit, par conséquent, être traité comme un produit potentiellement infectieux.


de Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen sind auf unserer Webseite erhältlich: www.canterburyscientific.com im Abschnitt „Technical Resources“ (technische Ressourcen). Ein Papierexemplar erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail: info@canterburyscientific.com.

 Dieses Produkt enthält aus menschlichen Quellen gewonnene Materialien, die als potenziell infektiös gehandhabt werden sollten.

es Las Instrucciones de uso están disponibles en varios idiomas en nuestro sitio web: www.canterburyscientific.com en la sección "Recursos técnicos". Puede solicitar un ejemplar impreso a través del correo electrónico:- info@canterburyscientific.com.

 Este producto contiene materiales de origen humano y debe tratarse como potencialmente infeccioso.

it Le istruzioni per l'uso in più lingue sono disponibili sul nostro sito Web: www.canterburyscientific.com, nella sezione "Risorse tecniche". La versione cartacea può essere ottenuta tramite e-mail: info@canterburyscientific.com.

 Questo prodotto contiene materiali di origine umana e deve essere trattato come potenzialmente infettivo.

nl Gebruiksaanwijzingen in meerdere talen zijn beschikbaar op onze website: www.canterburyscientific.com onder de rubriek 'Technical Resources'. Een papieren versie is verkrijgbaar via e-mail: info@canterburyscientific.com.

 Dit product bevat materialen van menselijke oorsprong en moet worden behandeld als mogelijk infectieus.

pt Estão disponíveis no nosso site Instruções de Utilização em várias línguas: www.canterburyscientific.com na secção "Recursos Técnicos". Uma versão em papel pode ser obtida por e-mail: info@canterburyscientific.com.

⚠ Este produto contém materiais de origem humana e deve ser tratado como potencialmente infeccioso.

hu Használati utasítás több nyelven rendelkezésre áll webhelyünkön, a www.canterburyscientific.com címen, a „Műszaki erőforrások” részben. A papíralapú változat e-mailben igényelhető az alábbi címről: info@canterburyscientific.com.

⚠ Ez a termék emberi eredetű anyagokat tartalmaz, és potenciálisan fertőzőként kezelendő.

sv På vår webbplats finns bruksanvisningar på flera språk: www.canterburyscientific.com i avsnittet "Tekniska hjälpmedel". En pappersversion kan erhållas per e-post: info@canterburyscientific.com.

⚠ Denna produkt innehåller humant källmaterial och den bör behandlas som potentiellt smittsam.

tr Birçok dilde Kullanım Talimatları Web sitemizde mevcuttur: www.canterburyscientific.com adresinde "Technical Resources" (Teknik Kaynaklar) bölümünde. Basılı sürüm e-posta ile sağlanabilir: info@canterburyscientific.com.

⚠ Bu ürün insan kaynaklı materyaller içermektedir ve potansiyel olarak bulaşıcı olduğu düşünülerek işlem yapılmalıdır.

bg Инструкциите за употреба на различни езици можете да намерите на нашия уебсайт: www.canterburysciaching.com, под раздел „Технически ресурси“. Версия на хартиен носител може да бъде получена по -имейл: info@canterburyscientific.com.

⚠ Този продукт съдържа материали от човешки произход и следва да се третира като потенциално заразен.

cs Návod k použití v několika jazycích je k dispozici na našich webových stránkách: www.canterburyscientific.com v části "Technical Resources" (Technické zdroje) → Instructions for use (Návody k použití). Papírovou verzi lze získat e-mailem: info@canterburyscientific.com.

⚠ Tento výrobek obsahuje biologické materiály z lidského organismu a musí tedy být považován za potenciálně infekční.

da Brugsanvisning på flere sprog er tilgængelig på vores hjemmeside: www.canterburyscientific.com under afsnittet "Tekniske ressourcer". En papirversion kan fås via e-mail: info@canterburyscientific.com.

⚠ Dette produkt indeholder humane kildematerialer og skal behandles som potentielt infektøst.

lt Naudojimo instrukcijas keliomis kalbomis galima rasti mūsų interneto svetainėje www.canterburyscientific.com skyriuje "Techniniai ištekliai". Popierinę versiją galima gauti el. paštu: info@canterburyscientific.com.

⚠ Šio produkto sudėtyje yra žmogaus kilmės medžiagų, todėl jį reikia laikyti potencialiai infekciniu.

fi Sivustoltamme löytyy käyttöohjeet useilla eri kielillä: katso sivulta www.canterburyscientific.com kohta Technical Resources (Tekniset resurssit). Paperiversio on saatavilla sähkö-postitse: info@canterburyscientific.com.

⚠ Tämä tuote sisältää ihmisperäisiä lähdemateriaaleja, ja sitä on käsiteltävä mahdollisen tartuntavaaran aiheuttavana tuotteena.

el Οδηγίες χρήσης σε διάφορες γλώσσες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο μας: www.canterburyscientific.com στην ενότητα «Τεχνικοί πόροι». Έντυπη μορφή μπορεί να ληφθεί μέσω e-mail: info@canterburyscientific.com.

⚠ Αυτό το προϊόν περιέχει υλικά ανθρώπινης προέλευσης και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυνητικά μολυσματικό.

ru Инструкции по применению на разных языках доступны на нашем сайте: www.canterburyscientific.com в разделе «Технические ресурсы». Бумажную версию можно получить, отправив запрос на -адрес info@canterburyscientific.com.

⚠ Этот продукт содержит человеческие биоматериалы и требует осторожного обращения как потенциально инфекционно опасный.

hr Használati utasítás több nyelven rendelkezésre áll webhelyünkön, a www.canterburyscientific.com címen, a „Műszaki erőforrások” részben. A papíralapú változat e-mailben igényelhető az alábbi címről: info@canterburyscientific.com.

⚠ Ez a termék emberi eredetű anyagokat tartalmaz, és potenciálisan fertőzőként kezelendő.

sk Pokyny na použitie v rôznych jazykoch sú dostupné na našej webovej lokalite: www.canterburyscientific.com v časti Technické zdroje. Papierovú verziu je možné získať e-mailom na adrese: info@canterburyscientific.com.

⚠ Tento produkt obsahuje materiály ľudského pôvodu a malo by sa s ním zaobchádzať ako s potenciálne infekčným materiálom.

ro Instrucțiunile de utilizare în mai multe limbi sunt disponibile pe site-ul nostru web: www.canterburyscientific.com la secțiunea „Resurse tehnice”. O versiune imprimată poate fi obținută prin e-mail: info@canterburyscientific.com.

⚠ Acest produs conține materiale de origine umană și trebuie tratat ca fiind un produs potențial infecțios.

Other customers / Autres clients / Andere Kunden / Otros clients / Altri clienti / Overige klanten / Outros clients / Más ügyfelek / Andra kunder / Diğer müşteriler / Други клиенти / Ostatní zákazníci / Andre kunder / Kiti klientai / Muut asiakkaat / Άλλοι πελάτες / 其他客户 / その他の地域のお客様 / Прочие клиенты / لعملاء الآخريين /

ar تتوفر إرشادات الاستخدام بعدة لغات على موقعنا على ويب: www.canterburyscientific.com ضمن قسم "الموارد التقنية". يمكن الحصول على نسخة ورقية البريد الإلكتروني: info@canterburyscientific.com.
⚠ يحتوي هذا المنتج على مواد ذات مصدر بشري ويجب التعامل معها على أنها من المحتمل أن تكون معدية.

zh 如需多语言使用说明, 请访问我们的网站: www.canterburyscientific.com, 即可在“技术资源”部分下找到。如需索取纸质版, 请发送电子邮件至: info@canterburyscientific.com.

⚠ 本产品含有人源性物质, 应视为具有潜在传染性。

ja 他言語版の「ご使用上の注意」は当社ウェブサイト (www.canterburyscientific.com) の「Technical Resources」セクションで入手できます。印刷版はメール (- Info@canterburyscientific.com) で入手できます。

⚠ 本製品にはヒト由来の原料が含まれているため、感染症の可能性のあるものとしてお取り扱いください。

vi Hướng dẫn Sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ có sẵn trên trang web của chúng tôi: www.canterburyscientific.com theo phần "Tài nguyên Kỹ thuật". Bạn có thể nhận phiên bản giấy qua e-mail: info@canterburyscientific.com.

⚠ Sản phẩm này chứa nguyên liệu có nguồn gốc từ con người và nên được xử lý như sản phẩm có thể lây nhiễm.

kk Бірінше тілде қолдану жөніндегі нұсқаулықтар біздің веб-сайтта қол жетімді: www.canterburyscientific.com сайтында «Өнімдер мен пайдалану нұсқаулары» бөлімінде. Қағаз нұсқасын +64 3 3433342 факсы немесе электрондық пошта арқылы алуға болады: info@canterburyscientific.com.

⚠ Бұл өнімде адам немесе жануарлар көздерінен алынған материалдар бар және оны жұқпалы болуы мүмкін деп қарау керек.

الوصف والاستخدام المقصود

يتم تحضير مواد التحكم السائل **extendSURE™ HbA1c CONTROL** من دم الإنسان ويحتوي على الهيموجلوبين الطبيعي والمواد الحافظة والمثبتات. تمت صياغة عناصر التحكم لتوفير ثبات معزز. يتم إنتاج مجموعة التحكم في المستوى 2 من خلال عملية التحكم في نسبة السكر في الدم في المختبر للدم غير المصاب بالسكري. يتم استخدام التحكم السائل **extendSURE™ HbA1c** لإجراء مراقبة جودة مقايسة HbA1c على أنظمة الكيمياء لـ Beckman Coulter DxC و AU و AU. وأما حرف **REF** في تطبيق محدد في اختبار معين، فيشير بالرجوع إلى دليل التشغيل الخاص بالمحلل. لا ينبغي استخدام عنصر التحكم كمعايير.

تملي الممارسات المخبرية الجيدة إنشاء برنامج لمراقبة الجودة في جميع المختبرات. يتكون هذا البرنامج من الفحص الروتيني لهذه الضوابط من قبل موظفي المختبر المدربين وتقييم النتائج الموثوقة مقابل الحدود المخبرية المعتمدة. إذا كانت النتائج خارج هذه الحدود، فأعد تشغيل التحكم وتحقق من معلمات الطريقة والعوامل والتقنيات البيئية. إذا استمرت النتيجة (النتائج) بعد إعادة تشغيل عنصر التحكم في البقاء خارج الحدود المقبولة، فاتصل بالشركة المصنعة لعنصر التحكم للحصول على مزيد من المساعدة في تفسير عنصر التحكم.

وتتضمن الممارسات المخبرية الجيدة أيضًا بعزل عينات المراقبة ونتائجها من عينات المرضى ونتائجهم.

للمستخدمين و/أو المرضى المقيمين في الاتحاد الأوروبي، يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير يحدث فيما يتعلق بالجهاز إلى شركة Canterbury Scientific Limited والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يوجد فيها المستخدم و/أو يقيم المريض.

يتوفر ملخص تقرير السلامة والأداء عند الطلب من شركة كانتربري ساينتيفك ليميتد Canterbury Scientific Limited أو إي يوداميد EUDAMED على الموقع <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> حيث يتم ربطه بـ UDI الأساسي.

التطبيق السريري لقياس الهيموجلوبين A1c

يعد قياس نسبة HbA1c مقياسًا بشكل خاص لمريض السكري. تتقلب مستويات الجلوكوز في الدم على نطاق واسع، كما أن اختبار الجلوكوز في الدم الفوري لا يعكس الحالة في المتوسط. يحدث تشكيل HbA1c ببطء (حوالي 0.05% في اليوم) وبشكل مستمر خلال عمر الخلية الحمراء الذي يبلغ 120 يومًا. يعد قياس نسبة HbA1c مفيدًا للأطباء باعتباره جزءًا لا يتجزأ من تركيز الجلوكوز في الدم على المدى الطويل وبالتالي كمقياس لدرجة التحكم أو الإدارة الذاتية من قبل مريض السكري. ومع ذلك، يجب على كل مختبر تحديد الفاصل الزمني المرجعي الذي يتوافق مع خصائص السكان الذين يتم اختبارهم. كل زيادة بنسبة نقطة مئوية في مستوى HbA1c تتوافق مع زيادة في متوسط مستوى السكر في الدم بحوالي 30 mg/dL أو 1.7 mmol/L. كقاعدة عامة، تمثل مستويات HbA1c الأعلى من 10% سيطرة ضعيفة على مرض السكري، في حين تشير القيم بين 6.5% و 7.5% إلى سيطرة جيدة.

محتويات المجموعة

B12396 REF

الوصف:

- قارورتان من التحكم السائل **extendSURE™ HbA1c** مستوى 1، بسعة 1.0 مل.
- قارورتان من التحكم السائل **extendSURE™ HbA1c** مستوى 2، بسعة 1.0 مل.
- 1 ورقة معلومات.
- 3 بطاقات تخصيص قيمة محددة للوجبة

احتياطات / تحذيرات

تحذير

المواد التي يحتمل أن تكون خطرة بيولوجيا

تم استخدام الخلايا الحمراء البشرية كمصدر في تصنيع عناصر التحكم. تم الحصول على كل وحدة من المتبرعين بالدم وتم اختبارها بواسطة الطرق المقبولة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووجد أنها غير متفاعلة مع المستضد السطحي لالتهاب الكبد الوبائي B ومضاد التهاب الكبد الوبائي (HCV) ومضاد فيروس نقص المناعة البشرية 1 & 2 (HIV) والزهري. ولا يمكن لأي طريقة اختبار أن توفر ضمانًا كاملاً بأن عناصر التحكم التي تحتوي على مواد من مصادر بشرية ستكون خالية من هذه العوامل المعدية وغيرها. تملي الممارسة المخبرية الجيدة أن جميع المواد ذات المصدر البشري ينبغي اعتبارها معدية محتملة ويتم التعامل معها بنفس الاحتياطات المستخدمة مع عينات المرضى.

تحذير

- يرجى قراءة ورقة المعلومات هذه قبل استخدام مواد التحكم.
- لاستخدام **IVD** التشخيصي في المختبر.
- يوصى بارتداء ملابس السلامة (النظارات والقفازات ومعطف المختبر) عند استخدام عناصر التحكم هذه.
- يجب معالجة عناصر التحكم المهملة أو المنسكبة والتخلص منها وفقًا لتوجيهات إرشادات السلامة في المختبر أو بموجب القانون المحلي.
- يحتوي هذا المنتج على كمية صغيرة من سيانيد البوتاسيوم. لا يبتلع.
- لا تستخدم عناصر التحكم بعد تاريخ الانتهاء واستخدم مجموعة تحكم واحدة فقط في كل مرة.
- إذا كان هناك دليل على التلوث الميكروبي أو تغير اللون البني أو الترسيب في عناصر التحكم، فتخلص من القارورة.

التخزين والمناولة

يجب أن يتم تخزين المنتج بعيدا عن الضوء، ويفضل أن يكون في الصندوق الأصلي.

غير مفتوح

يجب تخزين قوارير التحكم السائل **extendSURE™ HbA1c** غير المفتوحة في وضع رأسي عند درجة حرارة 2-8 درجة مئوية. يمكن استخدام الضوابط لحين تاريخ الانتهاء. الموضح على الزجاجية ويكون ثابتًا لمدة 30 شهرًا من تاريخ الصنع.

الفتح

يجب تخزين قوارير التحكم السائل **extendSURE™ HbA1c** غير المفتوحة في وضع رأسي عند درجة حرارة 2-8 درجة مئوية. بمجرد فتح الضوابط؛ يمكن استخدامها لمدة 30 يومًا عند تخزينها مغلقة بإحكام. لا ينبغي تجميد عناصر التحكم وإذابتها.

إجراءات التحكم

ينبغي التعامل مع التحكم السائل **extendSURE™ HbA1c** بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع عينات المرضى غير المعروفة وتشغيلها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة المصاحبة لكل أداة أو طريقة. تظهر عناصر التحكم ملفات تعريف شطف العمود ماثلة لهيمولييزات الدم الكاملة للمريض.

تعيين القيمة وقيم الفحص

القيم المتوسطة [MEAN] لسائل التحكم وقيم النطاق [RANGE] للهيموجلوبين السكري في النظامين الكيميائيين AU و DxC موضحة بالتفصيل في البطاقة المرفقة لتعيين القيمة المحددة لقنبنة extendSURE™

بطاقة [LOT SPECIFIC VALUE ASSIGNMENT CARD] في وحدات [UNITS] بالنسبة المئوية (المقننة بمعرفة البرنامج القومي للتوحيد القياسي للهيموجلوبين السكري [NGSP ALIGNED]) ومليمول/مول (المقننة بمعرفة الاتحاد الدولية للكيميائيين السريريين [IFCC ALIGNED]) وكذلك في وحدات جم/ديسيلتر ومليمول/لتر. وأيضًا يرد بالتفصيل في كل بطاقة قيمة خاصة بإجمالي الهيموجلوبين في وحدات جم/ديسيلتر ومليمول/لتر.

القيم المعينة لسائل التحكم من المستوى 1 [Level 1] مطبوعة على جانب واحد من كل بطاقة والقيم المعينة لسائل التحكم من المستوى 2 [Level 2] مطبوعة على الجانب الآخر.

قيم التحليل هذه مستمدة من التحاليل المتكررة وهي قابلة للتتبع وخاصة بتحليل كاشف الهيموجلوبين السكري باستخدام جهاز الجهة المصنعة

وهي خاصة بهذه المجموعة من سائل التحكم في الهيموجلوبين السكري. [MANUFACTURER'S INSTRUMENT/HAEMOGLOBIN A1c REAGENT ASSAY] باستخدام مجموعات الأجهزة والكواشف متوفرة في وقت التحليل

طالما أن قيم التحليل تتوقف على إجراءات التحليل وكذلك على عدد من العوامل الأخرى ونظرًا لأن أنظمة التحليل قد تنتج قيمًا مختلفة، نوصي بأن يقوم كل مختبر بوضع حدود برنامج التحكم الخاصة به من الاستخدام اليومي للاختبار. يجب بحث أي نتيجة تتجاوز الحدود التي وضعها المختبر الخاص بك.

خصائص الأداء

إمكانية التتبع والتنوع من دفعة إلى دفعة

يمكن تتبع القيم المتوافقة للاتحاد الدولي للكيمياء السريرية (IFCC) المخصصة للتحكم السائل HbA1c extendSURE™ الموجودة على بطاقة تعيين القيمة المحددة لدفعة extendSURE™ المرفقة إلى الطريقة المرجعية لـ IFCC عبر المادة المرجعية لـ IFCC HbA1c (HBA-IFCC-CAL).

المادة المُحلَّلة	المواد المرجعية / الطريقة	الوحدات	نوع الأداة	المستوى	المتوسط المستهدف ¹	نطاق الأداء ²
HbA1c	IFCC (HBA-IFCC-CAL)	mmol/mol	أنظمة AU	1	36 - 48	جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±7 جميع الدفعات ابتداء من دفعة 4090: ±6
				2	64 - 108	جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±15 جميع الدفعات ابتداء من دفعة 4090: ±14
			DxC AU Systems ³	1	36 - 48	جميع الدفعات اعتبارات من دفعة 4197: ±7
				2	64 - 108	جميع الدفعات اعتبارات من دفعة 4197: ±14
			DxC Systems	1	36 - 48	جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±7 جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4090: ±7
				2	64 - 108	جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4090: ±17 جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4090: ±16
	NGSP (HBA-IFCC-CAL)	%HbA1c	أنظمة AU	1	5.5-6.5	جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±1.0 جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4090: ±1.0
				2	8.0-12.0	جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±1.8 جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4090: ±1.7
			أنظمة DxC AU ³	1	5.5-6.5	جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4197: ±1.0
				2	8.0-12.0	جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4197: ±1.7
			DxC Systems	1	5.5-6.5	جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±1.1 جميع الدفعات اعتبارًا من دفعة 4090: ±1.0
				2	8.0-12.0	جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±2.0 جميع الدفعات قبل دفعة 4090: ±1.8

¹ أثناء تصنيع التحكم السائل HbA1c extendSURE™، كانت الأهداف العلمية لشركة كاترييري سينتيفيك هي قيم المتوسط mmol/mol والقيمة المئوية لـ HbA1c في النطاقات المشار إليها لعناصر تحكم المستوى 1 والمستوى 2. تقع القيم المحددة للدفعة المخصصة ضمن هذا النطاق المستهدف.

² أثناء تعيين قيمة عناصر التحكم في السائل الممتد HbA1c extendSURE™، لمجموعة التحقق الأولى (الدفعة # 4062)، تم ضبط نطاق الأداء على ±20% من المتوسط HbA1c% القيمة المخصصة لكل من المستوى 1 والمستوى 2 لهذه الكمية. بالنسبة لدفعات التحقق الثانية والثالثة اللاحقة (الدفعة 4064 & 4066)، تم إنشاء نطاق الأداء باعتباره نطاق الأداء للدفعة N-1 وتم الحفاظ عليه لاحقًا عند ±20% من الكمية HbA1c% القيمة المخصصة لكل من عناصر تحكم المستوى 1 والمستوى 2 للدفعة الأولى (الدفعة 4062). نظرًا لأن نطاق أداء الدفعة 4066 كان أكبر من ستة أضعاف الانحراف المعياري الإجمالي للدفعة 4090 (الدفعة الأولى اللاحقة)، فقد تمت مراجعة نطاق الأداء إلى ±17% الخاص بالقيمة المخصصة لـ HbA1c% لكل من عناصر تحكم المستوى 1 والمستوى 2 للدفعة 4090. بعد ذلك، تم تعيين نطاق الأداء لجميع الدفعات اللاحقة بعد الدفعة 4090 في نطاق الأداء للدفعة N-1 وتم الحفاظ عليه عند ±17% من HbA1c% القيمة المخصصة لكل من عناصر تحكم المستوى 1 والمستوى 2 للدفعة 4090. يتم تحديد نطاق الأداء أثناء تطوير المنتج ويتم مراقبته مع كل دفعة بناءً على علامات التحذير والتغيرات الموثقة في التكنولوجيا والحكم المهني، ويتم الحفاظ على النطاقات التاريخية. تشير بطاقات تعيين القيمة المحددة للدفعة إلى القيم التي تتوافق مع نطاق الأداء المعين.

³ تم تقديم تعيين القيمة لـ Dx 700 AU من الدفعة 4197. وبما أن هذا كان نظامًا جديدًا في ذلك الوقت، فقد تم اختبار متوسط ونطاق الأداء للمجموعة السابقة من الأنظمة التي تتمتع بخصائص أقرب إلى Dx 700 AU. في هذه الحالة، تم تعيين المتوسطات ونطاقات الأداء من نظام AU من (وشاملة ل) الدفعة 4197 لجميع المستويات، باستثناء مستوى 1 IFCC الذي تم فيه استخدام النطاق الأوسع بنسبة 17% من القيمة المتوسطة، على النحو المسموح به ضمن ضوابط عملية تعيين القيمة الداخلية.

تم تقييم العلاقة بين النتائج من شبكة البرنامج الوطني لتوحيد نسبة السكر في الدم (NGSP) (متوافقة مع DCCT) وشبكة IFCC وتم تطوير المعادلة الرئيسية التالية للتحويل البيئي للنتائج من IFCC (mmol/mol) إلى NGSP (%) الوحدات ويتم استخدامها لاحقًا لتوفير قيم NGSP المتوافقة على بطاقة تعيين القيمة المحددة للدفعة extendSURE™ المرفقة.

المعادلة الرئيسية

$$NGSP = (0.0915 \times IFCC \text{ (mmol/mol)}) + 2.15$$

يربط تعريف العلاقة بين الشبكتين النتائج التي يمكن تتبعها من قبل IFCC بنتائج HbA1c ذات المغزى السريري من تجربة السيطرة على مرض السكري ومضاعفاته (DCCT) ودراسة مرض السكري المتوقف في المملكة المتحدة (UKPDS). توفر المعادلة الرئيسية أيضًا نتائج DCCT هذه مع إمكانية التتبع إلى طريقة مرجعية ذات ترتيب أعلى.

المراجع

1. IFCC standardization of HbA1c (HbA1c لنسبة IFCC مواصفة لنسبة IFCC). <https://www.ngsp.org/ifccngsp.asp>
2. Jeppsson J-O, Kobold U, Barr J, Finke A, Hoelzel W, Hoshino T, Miedema K, Mosca A, Mauri P, Paroni R, Thienpont L, Umemoto M, Weykamp C. Approved IFCC reference method for the Measurement of HbA1c in Human Blood. Clin Chem Lab Med 2002; 40(1): 78-89.
3. Hoelzel W, Weykamp C, Jeppsson J-O, Miedema, Barr JR, Goodall I, Hoshino T, John, WG, Kobold U, Little R, Mosca A, Mauri P, Paroni R, Susanto F, Takei I, Theinpoint L, Umemoto M, Wiedmeyer H-M. IFCC Reference System for Measurement of Hemoglobin A1c in Human Blood and the National Standardisation Schemes in the United States, Japan, and Sweden: A Method-Comparison Study. Clin Chem 2004; 50(1): 166-174.
4. Weykamp, C. et al. The IFCC Reference Measurement System for HbA1c: A 6-Year Progress Report Clinical Chemistry 54:2: 240-248 (2008).
5. Andrea Geistanger, Sabine Arends, Christoph Berding, Tadao Hoshino, Jan-Olof Jeppsson, Randie Little, Carla Siebelder and Cas Weykamp on behalf of the IFCC Working Group on Standardization of HbA1c: Statistical Methods for Monitoring the Relationship between the IFCC Reference Measurement Procedure for Hemoglobin A1c and the Designated Comparison Methods in the United States, Japan and Sweden. Clin Chem 2008, 54 (8): 1379-85.
6. Andrea Mosca, Ian Goodall, Tadao Hoshino, Jan O. Jeppsson, W. Garry John, Randie R. Little, Kor Miedema, Gary L. Myers, Hans Reinauer, David B. Sacks and Cas W. Weykamp. Global standardization of glycated hemoglobin measurement: the position of the IFCC Working Group. Clin Chem Lab Med 2007, 45(8): 1077-1080.
7. Little RR, Rohlfing CL, Sacks DB. Status of HbA1c measurement and goals for improvement: From chaos to order for improving diabetes care. Clin Chem 2011; 57:205-214.
8. National Glycohemoglobin Standardization Program. NGSP protocol. (تم التحديث في يناير 2019). <http://www.ngsp.org/docs/Protocol.pdf> (تم الوصول إليه في نوفمبر 2021).



33453434 64+ نيوزيلندا الهاتف، كرايستشيرش 8011، Whiteleigh Avenue 71

بيكمان كولتر إنترناشيونال إس إيه
شارع جوست أوليفيه 22،
1260 - نيون 1،
سويسرا

CH REP

إيمرجو أوروبا 
Westervoortsedijk 60
6827 في أرنهيم،
هولندا